

NewsLetter

September 2025

Gerinnungsdiagnostik: Anpassung des Referenzbereichs der Thrombinzeit

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

ab dem 1. Oktober 2025 werden wir für die Bestimmung der Thrombinzeit aus Gründen der Qualitätssteigerung eine andere Reagenz-Anlösung verwenden. Diese neue Vorgehensweise richtet nach den Vorgaben des Herstellers Werfen, der an dieser Stelle verschieden Optionen anbietet.

Hierdurch ändert sich lediglich der Referenzbereich für den Parameter Thrombinzeit. Den geänderten Referenzbereich finden Sie in untenstehender Tabelle. Selbstverständlich wird dieser auch auf den Befunden entsprechend ausgewiesen.

Parameter	Neuer Referenzbereich	Bisheriger Referenzbereich
Thrombinzeit	10,3 – 16,6 Sekunden	15,8 – 24,9 Sekunden

Gerne stehen wir Ihnen für weitere Informationen zur Verfügung.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Ihr Team des Labor 28 Potsdam MVZ GmbH

